




HARTMANN



Mans zaļais varonis: Bacillol® Zero



-  **100% plastmasas nesaturošas salvetes-** pārstrādājama iepakojuma koncepcija
-  Augsta efektivitāte - **baktericīda, levurocīda un virucīda** 2 minūšu laikā
-  Patentēta formula, kuras pamatā ir organiskās skābes - **Organisko skābju komplekss**

Bacilol® Zero: Virsmu dezinfekcijas nākotne

Sustainability
Effectiveness
User-friendliness
Gentle to surfaces

Mūsu pieeja: Efektivitāte un ilgtspējība jau no paša sākuma

Mūsu virsmu dezinfekcijas mērķis vienmēr ir bijis cilvēku un viņu veselības aizsardzība. Mēs paplašinām šo aizsardzības prasību, koncentrējoties ne tikai uz dezinfekcijas uzdevumu, bet arī iekļaujot apkārtējās pasaules aizsardzību. Mūsu risinājums ir jauna holistiska, ilgtspējīga produkta koncepcija. Bacilol® Zero iemieso šo jauno virsmu dezinfekcijas paaudzi, jau no paša sākuma nodrošinot, ka pielietojums, efektivitāte un iepakojuma koncepcija ir pielāgota cilvēkiem un videi.



FORMULA UN EFEKTS



Inovācija:

Organisko skābju komplekss

Patentēts Bacillo® Zero aktīvo vielu komplekss ir jauna dimensija virsmu dezinfekcijā. Pamatojoties uz dabīgām augļskābēm, tā nodrošina visaptverošu dezinfekcijas veikspēju un ilgtspējīgu izmantošanu mūsu klientu ikdienas darbā.



Atjaunojamas izejvielas

Pamatojoties uz dabīgām augļskābēm



Nesatur parastās aktīvās sastāvdaļas

QAC, oksidētāji un spirti nav sastāvā



Ļoti laba materiālu saderība

Bez vilcināšanās var izmantot arī uz visām virsmām apkārt pacientam un skārienkrāniem



BPR apstiprināts*

Apstiprināts ar ECHA vienkāršoto licencēšanas procedūru

* Reģistrēts vienkāršotā licencēšanas procedūrā BPR, kuras mērķis ir veicināt videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai mazāk kaitīgu, taču pret mikrobiem joprojām efektīvu biocīdu lietošanu.

Vairāk par
98,5%
no sastāvdaļām ir
dabiskas izcelsmes

Baktericīds, levurocīds un virucīds
2 minūtēs.

Pierādīts suspensijas testā un praktiskā 4 lauku testā.



Dabīga un resursiem draudzīga

Formulas, salvetēšu materiāls un iepakojuma koncepcija ir patiesi zaļas dezinfekcijas salvetes kritērijs. Bacillo[®] Zero gūst punktus ar dabīgām izejvielām, pilnībā pārstrādājamu foliju un kartonu, kā arī lielu CO₂ ietaupījumu. Tas padara Bacillo[®] Zero par īstu ZAĻO VARONI.



100% plastmasas nesaturošas salvetes
no ilgtspējīgas mežsaimniecības atjaunojamām izejvielām



Bioloģiski noārdāms
un kompostējama neausta šķiedra



Nesatur bīstamas vielas saskaņā ar BPR
Drošība visās jomās



Līdz pat 75% mazāks CO₂ nospiedums nekā parastām virsmu dezinfekcijas salvetēm



Ekoloģiski tīrs iepakojumaplēve
kas ir 100% pārstrādājams



Bacillo® Zero – apstiprināts atbilstoši MDR* un BPR standartiem



Jau šobrīd visas mūsu kvalitātes un regulējošās sistēmas ir pilnībā pārveidotas MDR standartam. Tas nozīmē, ka mēs varam garantēt saviem lietotājiem nepārtrauktu drošu un MDR apstiprinātu produktu piegādi. Tas attiecas arī uz Bacillo® Zero.

Turklāt Bacillo® Zero ir apstiprināts arī kā biocīds saskaņā ar Eiropas BPR. Tādējādi Bacillo® Zero kā divējāda lietojuma produkts atbilst jaunākajiem normatīvajiem standartiem un droši atbalsta mūsu klientus viņu ikdienas darbā.

* Medicīnisko ierīču regulējums



Sāciet ar mums ekoloģiskāku nākotni

Pierādīta efektivitāte	Pārbaudes metode	Apstākļi	Iedarbības laiks
Baktērijas/sēnītes			
Baktericīds/pretrauga	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	Netīrs	2 min.
Tuberkuloģīds/ mikrobaktericīds	EN 14348/EN 16615	Netīrs	60 min.
Viruss			
Virucīds	EN 14476/EN 16615**	Netīrs	2 min.

** Modificēts 4 lauku tests

Produkta nosaukums	Saturs	Art. Nr.
Bacillo® Zero salvetes	100 ausu plūsmas iepakojums Izmērs 20 x 17 cm	Pēc pieprasījuma
Bacillo® Zero salvetes XL	80 ausu plūsmas iepakojums Izmērs 20 x 30 cm	Pēc pieprasījuma
Iepakojuma sienas turētājs	1 Sienas turētājs	Pēc pieprasījuma
Iepakojuma turētājs flex	1 Turētājs	Pēc pieprasījuma

Droši izmantojiet virsmu dezinfekcijas līdzekļus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Lūdzu, izlasiet arī lietošanas instrukcijas un pievienotās instrukcijas. Lūdzu, veiciet grozījumus saskaņā ar vietējām prasībām (piemēram, reklāmas likums, produkta statuss, CLP marķējums).



Helps. Cares. Protects.

PAULS HARTMANS AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim
Vācija

Tālr. +49 (0) 7321 36-0
Fakss +49 (0) 7321 36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info

Ražotājs: BODE Chemie GmbH, HARTMANN GROUP uzņēmums,
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburga, Vācija